

广谱细胞角蛋白 (pan CK) Antibody

产品名称	谱细胞角蛋白 (pan CK) 抗体
产品货号	ABB156
其他名称	CK-Pan; pan-ck; pan ck
宿主种属	鼠单抗
应用范围	免疫组化/荧光
稀释比例	1:100-1:200
反应种属	H
克隆性	单克隆
克隆号	CMA164
保存条件	-20° C/1 year
抗原修复	柠檬酸热修复 (pH6.0)
组织类型	石蜡切片
阳性对照	肺癌、食管鳞癌
细胞定位	细胞质

产品概述 广谱细胞角蛋白CK(Pan)主要标记角化上皮、复层鳞状上皮、复层上皮、增生的角化细胞和单层上皮,用于鳞癌(包括梭形变异),各种腺癌(包括肾上腺癌,肝细胞癌),移行细胞癌,小细胞癌,恶性间皮瘤,生殖细胞肿瘤(除外精原细胞瘤),部分滑膜肉瘤,平滑肌肉瘤可以阳性标记。在鉴别诊断中可联合EMA和CEA等指标进行上皮性肿瘤与非上皮性肿瘤的鉴别诊断,也可以用于各种癌的研究。

检测图片

