


产品说明书

FOXP3 Antibody

货号: ABB5983



产品名称	FOXP3 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Forkhead box P3; Forkhead box protein P3; foxp3;
免疫原	A synthesized peptide derived from human FOXP3
SwissProt	Q9BZS1
分子量	47kDa
产品介绍	Defects in FOXP3 are the cause of immunodeficiency polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) [MIM:304790]; also known as Xlinked autoimmunity-immunodeficiency syndrome. IPEX is characterized by neonatal onset insulin-dependent diabetes me

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com