

产品说明书

Nephrin Recombinant Rabbit mAb (S4363)

货号: HL30504

产品名称	Nephrin Recombinant Rabbit mAb (S4363)
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
克隆号	S4363
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol. Preservative: 0.05% Sodium Azide.
存储方式	Store at +4°C after thawing. Aliquot store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB, IHC-P, mlHC
使用方法	WB 1:500; IHC-P 1:100-1:500; mlHC 1:100-1:500
有效期	one year
别名	Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
免疫原	Synthetic Peptide
SwissProt	Q9QZS7
细胞定位	Cell membrane
分子量	Predicted band size: 135 kDa
产品介绍	Nephrin is a protein necessary for the proper functioning of the renal filtration barrier. The renal filtration barrier consists of fenestrated endothelial cells, the glomerular basement membrane, and the podocytes of epithelial cells.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com