


产品说明书

E Cadherin Antibody

货号: ABB1155



产品名称	E Cadherin Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF FC
使用方法	WB 1:5000~1:10000 IHC-P/mlHC 1:100~1:500 ICC/IF 1:100~1:500 FC 1:500
有效期	one year
别名	Arc1; Cadherin 1; CAM 120/80; CD324; CDHE; E-Cad/CTF3; ECAD; Epithelial cadherin ; LCAM; Uvomorulin;
免疫原	A synthesized peptide derived from human E Cadherin
SwissProt	P12830
分子量	135kDa
产品介绍	CDH1 a single-pass type I membrane protein, and calcium dependent cell adhesion proteins. It is a ligand for integrin alpha-E/beta-7, and it colocalizes with DLG7 at sites of cell-cell contact in intestinal epithelial cells.

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com