


# 产品说明书

CD8 Antibody

货号: ABB5540



产品名称	CD8 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	CD8; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; Leu2; CD8A; MAL; T8 T cell antigen;
免疫原	A synthesized peptide derived from human CD8
SwissProt	P01732
分子量	32kDa
产品介绍	Identifies cytotoxic/suppressor T-cells that interact with MHC class I bearing targets. CD8 is thought to play a role in the process of T-cell mediated killing. CD8 alpha chains binds to class I MHC molecules alpha-3 domains.

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com