


产品说明书

beta Catenin Antibody

货号: ABB3523



产品名称	beta Catenin Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF IP
使用方法	WB 1:1000~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	CATNB; CTNB1; CTNNB; catenin beta;
免疫原	A synthesized peptide derived from human beta Catenin
SwissProt	P35222
分子量	92kDa
产品介绍	Beta-catenin is an adherens junction protein. Adherens junctions (AJs; also called the zonula adherens) are critical for the establishment and maintenance of epithelial layers, such as those lining organ surfaces. AJs mediate adhesion between cells, commu

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com