


# 产品说明书

CD4 Antibody

货号：ABB5392



产品名称	CD4 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C after thawing. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF FC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:500 ICC/IF 1:50~1:200 FC 1:50
有效期	one year
别名	CD4; Leu3; L3T4; Ly4; p55; W3/25;
免疫原	A synthesized peptide derived from human CD4
SwissProt	P01730
分子量	55kDa
产品介绍	Cluster of Differentiation 4 (CD4) is a glycoprotein composed of an amino-terminal extracellular domain (four domains: D1-D4 with Ig-like structures), a transmembrane part and a short cytoplasmic tail. CD4 is expressed on the surface of T helper cells, re

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com