


产品说明书

Iba-1 Antibody

货号: ABB7217



产品名称	Iba-1 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4℃ after thawing. Aliquot store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF IP
使用方法	WB 1:500~1:1000 IHC-P/mlHC 1:100~1:500 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Iba1
SwissProt	P55008
分子量	17kDa
产品介绍	Actin-binding protein that enhances membrane ruffling and RAC activation. Enhances the actin-bundling activity of LCP1. Binds calcium. Plays a role in RAC signaling and in phagocytosis.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com