


产品说明书

CD45 Antibody

货号: ABB5311



产品名称	CD45 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF FC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:100 FC 1:20
有效期	one year
别名	CD45; B220; GP180; LCA; PTPRC; T200 leukocyte common antigen;
免疫原	A synthesized peptide derived from human CD45
SwissProt	P08575
分子量	150kDa
产品介绍	Protein tyrosine-protein phosphatase required for T-cell activation through the antigen receptor. Acts as a positive regulator of T-cell coactivation upon binding to DPP4. The first PTPase domain has enzymatic activity, while the second one seems to affect

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com