


产品说明书

NeuN Antibody

货号: ABB5515



产品名称	NeuN Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C after thawing. Aliquot store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF FC
使用方法	WB 1:1000~1:2000 IHC-P/mlHC 1:500~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200 FC 1:50
有效期	one year
别名	FLJ56884; FLJ58356; FOX3; HRNBP3;RBFOX3;NEUN; FOX-3;
免疫原	A synthesized peptide derived from human NeuN
SwissProt	A6NFN3
分子量	46-55kDa
产品介绍	NeuN, also named as FOX3 and RBFOX3, is neuronal-specific nuclear protein with MW 38-50kd(~48kd). It is one of a family of 3 mammalian Fox homologues. FOX3(Or NeuN) functions in RNA-binding protein that regulates alternative splicing events.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com