

# 产品说明书

## NKX2.2 Antibody

货号：ABB8858

|           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称      | NKX2.2 Antibody                                                                                                                                   |
| 来源宿主      | Rabbit                                                                                                                                            |
| 反应种属      | Human Mouse Rat                                                                                                                                   |
| 克隆类型      | Monoclonal                                                                                                                                        |
| 同种型       | IgG                                                                                                                                               |
| 标记        | unconjugated                                                                                                                                      |
| 纯化方式      | Affinity-chromatography                                                                                                                           |
| 形式        | Liquid                                                                                                                                            |
| 存储溶液      | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.                                                |
| 存储方式      | Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.                                                                    |
| 应用        | IHC-P/mIHC ICC/IF                                                                                                                                 |
| 使用方法      | IHC-P/mIHC 1:100~1:500 ICC/IF 1:50~1:100                                                                                                          |
| 有效期       | one year                                                                                                                                          |
| 别名        | Homeobox protein Nkx 2.2; NK 2 homolog B; NK2 homeobox 2; NKX2 2; NKX22; Nkx2b;                                                                   |
| 免疫原       | A synthesized peptide derived from human NKX2.2                                                                                                   |
| SwissProt | O95096                                                                                                                                            |
| 分子量       | kDa                                                                                                                                               |
| 产品介绍      | May be involved in specifying diencephalic neuromeric boundaries, and in controlling the expression of genes that play a role in axonal guidance. |

For research use only !

**慧蓝生物 竭诚为您服务**

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com