

产品说明书

CD23 Antibody

货号: ABB7184

产品名称	CD23 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4℃ after thawing. Aliquot store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB IHC-P/mlHC FC
使用方法	WB 1:500~1:1000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 FC 1:30
有效期	one year
别名	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER2;
免疫原	A synthesized peptide derived from human CD23
SwissProt	P06734
分子量	36kDa
产品介绍	This receptor has essential roles in the regulation of IgE production and in the differentiation of B-cells (it is a B-cell-specific antigen).

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com