

产品说明书

Myosin Light Chain 2 Antibody

货号: ABB5708

产品名称	Myosin Light Chain 2 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC IP
使用方法	WB 1:1000~1:5000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	MYL2; MLC2; Myosin light chain 2; MLC-2; RLC of myosin; CMH10; MLC-2v;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Myosin Light Chain 2
SwissProt	P10916
分子量	18kDa
产品介绍	Myosin is composed of six polypeptide chains: two identical heavy chains and two pairs of light chains. Myosin light chain 2 (MLC2), also known as myosin regulatory light chain (MRLC), RLC, or LC20, has many isoforms depending on its distribution. In smoo

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com