

# 产品说明书

## Mast Cell Tryptase Antibody

货号: ABB5716

产品名称	Mast Cell Tryptase Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC IP
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	TPS1; TPS2; TPSAB1; TPSB1; MCP 7 ; Mast cell protease 7; Tryptase alpha 1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Mast Cell Tryptase
SwissProt	Q15661
分子量	30kDa
产品介绍	Tryptases comprise a family of trypsin-like serine proteases, the peptidase family S1. Tryptases are enzymatically active only as heparin-stabilized tetramers, and they are resistant to all known endogenous proteinase inhibitors. Several tryptase genes ar

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com