

产品说明书

JAG1 Antibody

货号: ABB5726

产品名称	JAG1 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200
有效期	one year
别名	JAG1; AGS; AHD; Alagille syndrome; CD339 antigen; HJ1; Jagged1; JAGL1; Jagged; Jagged 1; Protein jagged-1; AWS; CD339; Soluble protein jagged;
免疫原	A synthesized peptide derived from human JAG1
SwissProt	P78504
分子量	180kDa
产品介绍	Ligand for multiple Notch receptors and involved in the mediation of Notch signaling. May be involved in cell-fate decisions during hematopoiesis. Seems to be involved in early and late stages of mammalian cardiovascular development. Inhibits myoblast dif

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com