

产品说明书

P Glycoprotein Antibody

货号: ABB5669

产品名称	P Glycoprotein Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200
有效期	one year
别名	CD243; MDR1; MDR3; Multidrug resistance protein 1; P-glycoprotein 1; PGY1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human P Glycoprotein
SwissProt	P08183
分子量	180kDa
产品介绍	A chronic, relapsing inflammation of the gastrointestinal tract with a complex etiology. It is subdivided into Crohn disease and ulcerative colitis phenotypes. Crohn disease may affect any part of the gastrointestinal tract from the mouth to the anus, but

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com