

# 产品说明书

## GAP43 Antibody

货号: ABB5634

产品名称	GAP43 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF IP FC
使用方法	WB 1:10000~1:50000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:30 FC 1:20
有效期	one year
别名	GAP43, Axonal membrane protein GAP-43, B-50, Growth associated protein 43, Neural phosphoprotein B-50, Neuromodulin, PP46, GAP-43, Protein F1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human GAP43
SwissProt	P17677
分子量	48kDa
产品介绍	This protein is associated with nerve growth. It is a major component of the motile "growth cones" that form the tips of elongating axons. Plays a role in axonal and dendritic filopodia induction.

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com