

# 产品说明书

## Cytokeratin 5 Antibody

货号: ABB5652

产品名称	Cytokeratin 5 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF
使用方法	WB 1:5000~1:10000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	58 kDa cytokeratin; CK-5; CK5; Cytokeratin-5; DDD1; EBS2; K2C5; K5; keratin 5; Krt5;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Cytokeratin 5
SwissProt	P13647
分子量	62kDa
产品介绍	The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified ep

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com