

# 产品说明书

## IRAK2 Antibody

货号: ABB8297

|           |   |
|-----------|---|
| 产品名称      | IRAK2 Antibody  |
| 来源宿主      | Rabbit  |
| 反应种属      | Human   |
| 克隆类型      | Monoclonal  |
| 同种型       | IgG   |
| 标记        | unconjugated  |
| 纯化方式      | Affinity-chromatography   |
| 形式        | Liquid  |
| 存储溶液      | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.  |
| 存储方式      | Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.  |
| 应用        | WB IP FC  |
| 使用方法      | WB 1:500~1:2000 IP 1:50 FC 1:100  |
| 有效期       | one year  |
| 别名        | Interleukin 1 receptor associated kinase 2; IRAK 2; Irak2;  |
| 免疫原       | A synthesized peptide derived from human IRAK2  |
| SwissProt | O43187  |
| 分子量       | 69kDa   |
| 产品介绍      | Binds to the IL-1 type I receptor following IL-1 engagement, triggering intracellular signaling cascades leading to transcriptional up-regulation and mRNA stabilization. |

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com