

# 产品说明书

## Wnt2b Antibody

货号: ABB8167

|           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称      | Wnt2b Antibody                                                                                                                                                                                                                                          |
| 来源宿主      | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 反应种属      | Human Mouse Rat                                                                                                                                                                                                                                         |
| 克隆类型      | Monoclonal                                                                                                                                                                                                                                              |
| 同种型       | IgG                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 标记        | unconjugated                                                                                                                                                                                                                                            |
| 纯化方式      | Affinity-chromatography                                                                                                                                                                                                                                 |
| 形式        | Liquid                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 存储溶液      | Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.                                                                                                                                                      |
| 存储方式      | Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.                                                                                                                                                                          |
| 应用        | WB ICC/IF FC                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用方法      | WB 1:500~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200 FC 1:50                                                                                                                                                                                                               |
| 有效期       | one year                                                                                                                                                                                                                                                |
| 别名        | WNT13; Wnt2b; XWNT2;                                                                                                                                                                                                                                    |
| 免疫原       | A synthesized peptide derived from human Wnt2b                                                                                                                                                                                                          |
| SwissProt | Q93097                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 分子量       | 44kDa                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 产品介绍      | Ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters. |

For research use only !

**慧蓝生物 竭诚为您服务**

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com