

# 产品说明书

## NOTCH4 Antibody

货号: ABB5939

产品名称	NOTCH4 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB FC
使用方法	WB 1:100~1:500 FC 1:50
有效期	one year
别名	NOTC4; hNotch4; INT3; Notch homolog 4;
免疫原	A synthesized peptide derived from human NOTCH4
SwissProt	Q99466
分子量	230kDa
产品介绍	Functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Upon ligand activation through the released notch intracellular domain (NICD) it forms a transcriptional activator complex with RBPJ/RBPSUH

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com