

产品说明书

HDAC8 Antibody

货号: ABB5904

产品名称	HDAC8 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IP FC
使用方法	WB 1:5000~1:20000 IP 1:50 FC 1:50
有效期	one year
别名	Histone deacetylase 8; HD8; HDAC8; HDACL1; CDA07; RPD 3; MRXS6;
免疫原	A synthesized peptide derived from human HDAC8
SwissProt	Q9BY41
分子量	42kDa
产品介绍	Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progr

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com