

产品说明书

JunD Antibody

货号：ABB5909

产品名称	JunD Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB ICC/IF IP
使用方法	WB 1:1000~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	Activator protein 1; AP 1; Jun D; jun D proto oncogene; Jund; JunD FL isoform; Transcription factor jun D;
免疫原	A synthesized peptide derived from human JunD
SwissProt	P17535
分子量	38,42kDa
产品介绍	JunD, along with closely related family members c-Jun and JunB, is a transcription factor that can activate or repress a wide array of target genes. JunD transcriptional activity is modulated by phosphorylation in response to cellular stress via the c-Jun

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com