

产品说明书

PAX8 Antibody

货号：ABB5911

产品名称	PAX8 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	IHC-P/mlHC ICC/IF
使用方法	IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Paired box 8; Paired box gene 8; paired box homeotic gene 8; Paired box protein Pax 8; Paired domain gene 8; PAX8;
免疫原	A synthesized peptide derived from human PAX8
SwissProt	Q06710
分子量	48 kDa
产品介绍	Transcription factor for the thyroid-specific expression of the genes exclusively expressed in the thyroid cell type, maintaining the functional differentiation of such cells.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com