

产品说明书

Collagen VI Antibody

货号：ABB5912

产品名称	Collagen VI Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF
使用方法	WB 1:1000~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Alpha 1 (VI) chain (61 AA); COL6A1; COL6A2; COL6A3; Collagen alpha 2(VI) chain; Collagen alpha 3(VI) chain; OPLL; PP3610;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Collagen VI
SwissProt	P12109/P12110/P12111
分子量	147kDa
产品介绍	Collagen VI acts as a cell-binding protein.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com