

产品说明书

PAX7 Antibody

货号: ABB5913

产品名称	PAX7 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB FC
使用方法	WB 1:1000~1:2000 FC 1:100
有效期	one year
别名	Paired box protein Pax-7; HuP1; PAX7; HUP1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human PAX7
SwissProt	P23759
分子量	57kDa
产品介绍	This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. Probable transcription factor. May have a role in myogenesis.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com