

产品说明书

HDAC4 Antibody

货号：ABB5914

产品名称	HDAC4 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB ICC/IF
使用方法	WB 1:1000~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Histone deacetylase 4; HD4; HDAC4; AHO3; BDMR;
免疫原	A synthesized peptide derived from human HDAC4
SwissProt	P56524
分子量	140kDa
产品介绍	Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progr

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com