

产品说明书

Dnmt3b Antibody Antibody

货号：ABB5006

产品名称	Dnmt3b Antibody Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB ICC/IF
使用方法	WB 1:500~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Dnmt3b; DNA methyltransferase HsallIB; DNMT3B;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Dnmt3b
SwissProt	Q9UBC3
分子量	96kDa
产品介绍	Required for genome wide de novo methylation and is essential for the establishment of DNA methylation patterns during development. DNA methylation is coordinated with methylation of histones. May preferentially methylates nucleosomal DNA within the nucle

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com