

产品说明书

RNF20 Antibody

货号: ABB5009

产品名称	RNF20 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB ICC/IF IP FC
使用方法	WB 1:500~1:2000 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:50 FC 1:50
有效期	one year
别名	BRE1-A; hBRE1; RING finger protein 20; E3 ubiquitin-protein ligase BRE1A; RNF20;
免疫原	A synthesized peptide derived from human RNF20
SwissProt	Q5VTR2
分子量	114kDa
产品介绍	RNF20 is an E3 ubiquitin ligase protein that mediates monoubiquitination of histone H2B and the methylation of histone H3. It forms a ubiquitin ligase complex in cooperation with the E2 enzyme UBE2E1/UBCH6. It thereby plays a central role in histone code

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com