

产品说明书

Caveolin-2 Antibody

货号: ABB5010

产品名称	Caveolin-2 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC ICC/IF IP
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200 ICC/IF 1:50~1:200 IP 1:50
有效期	one year
别名	CAV2; Caveolae protein 20 Kd; Caveolin 2; Caveolin 2 isoform a and b; Caveolin-2;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Caveolin-2
SwissProt	P51636
分子量	18kDa
产品介绍	May act as a scaffolding protein within caveolar membranes. Interacts directly with G-protein alpha subunits and can functionally regulate their activity. Acts as an accessory protein in conjunction with CAV1 in targeting to lipid rafts and driving caveol

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com