

产品说明书

Caveolin-3 Antibody

货号：ABB5011

产品名称	Caveolin-3 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IP
使用方法	WB 1:500~1:2000 IP 1:50
有效期	one year
别名	CAV3; M-caveolin; Caveolin 3; VIP21;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Caveolin-3
SwissProt	P56539
分子量	17kDa
产品介绍	Caveolin-3 may act as a scaffolding protein within caveolar membranes. Interacts directly with G-protein alpha subunits and can functionally regulate their activity. Plays a role in the sarcolemma repair mechanism of both skeletal muscle and cardiomyocyte

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com