

产品说明书

Smad4 Antibody

货号：ABB5014

产品名称	Smad4 Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200
有效期	one year
别名	MAD homolog 4; MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4; MADH4; Mothers against decapentaplegic homolog 4; DPC4; hSMAD4; JIP;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Smad4
SwissProt	Q13485
分子量	65kDa
产品介绍	Smad4 transcription factor that mediates signal transduction by the transforming growth factor superfamily. The common smad (co-smad). Binds directly to consensus DNA-binding elements in the promoters of target genes. Promotes binding of the Smad2/Smad4/F

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com