

产品说明书

Cubilin Antibody

货号: ABB5017

产品名称	Cubilin Antibody
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆类型	Monoclonal
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Affinity-chromatography
形式	Liquid
存储溶液	Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
存储方式	Store at +4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
应用	WB IHC-P/mlHC
使用方法	WB 1:500~1:2000 IHC-P/mlHC 1:50~1:200
有效期	one year
别名	Cubilin; Cubn; IFCR; MGA1; Cubilin precursor; megaloblastic anemia 1;
免疫原	A synthesized peptide derived from human Cubilin
SwissProt	O60494
分子量	399kDa
产品介绍	Cotransporter which plays a role in lipoprotein, vitamin and iron metabolism, by facilitating their uptake. Binds to ALB, MB, Kappa and lambda-light chains, TF, hemoglobin, GC, SCGB1A1, APOA1, high density lipoprotein, and the GIF-cobalamin complex. The b

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com