

产品说明书

Ly6g (Y0473) Rabbit mAb

货号: HL18307

产品名称	Ly6g (Y0473) Rabbit mAb
来源宿主	Rabbit
反应种属	Mouse,
克隆类型	Rabbit monoclonal
克隆号	Y0473
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4),50% Glycerol,0.05% BSA,0.05% Proclin 300
存储方式	Store at +4℃ after thawing. Aliquot store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB,IHC,mIHC,IF
使用方法	IHC 1:500-1:2000;mIHC 1:500-1:2000;WB 1:500-1:2500;IF 1:100-1:500
有效期	one year
别名	Gr-1;Gr1;Ly-6G.1;Ly6G;Lymphocyte antigen 6 complex locus G;Lymphocyte antigen 6G
细胞定位	Membrane
分子量	14kD
产品介绍	Predicted to enable acetylcholine receptor binding activity and acetylcholine receptor inhibitor activity. Predicted to be involved in acetylcholine receptor signaling pathway. Located in external side of plasma membrane. Is expressed in large intestine; small intestine; and spleen. [provided by Alliance of Genome Resources, Nov 2024]

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com