

产品说明书

NRAS (Y0241) Rabbit mAb

货号: HL18151

产品名称	NRAS (Y0241) Rabbit mAb
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human, Mouse, Rat,
克隆类型	Rabbit monoclonal
克隆号	Y0241
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4), 50% Glycerol, 0.05% BSA, 0.05% Proclin 300
存储方式	Store at +4°C after thawing. Aliquot store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB, IHC, mIHC, IF
使用方法	IHC 1:100-1:500; mIHC 1:100-1:500; WB 1:500-1:2500; IF 1:100-1:500
有效期	one year
SwissProt	P01111
细胞定位	Membrane
分子量	22kD

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com