

# 产品说明书

## ATG7 (Y0335) Rabbit mAb

货号: HL18198

产品名称	ATG7 (Y0335) Rabbit mAb
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human, Mouse, Rat,
克隆类型	Rabbit monoclonal
克隆号	Y0335
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4), 50% Glycerol, 0.05% BSA, 0.05% Proclin 300
存储方式	Store at +4°C after thawing. Aliquot store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB, IHC, mIHC, IF
使用方法	IHC 1:100-1:500; mIHC 1:100-1:500; WB 1:500-1:2500; IF 1:100-1:500
有效期	one year
别名	Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7; ATG12-activating enzyme E1 ATG7; Autophagy-related protein 7; APG7-like; hAGP7; Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein;
SwissProt	O95352
细胞定位	Cytoplasm
分子量	78kD
产品介绍	This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2015],

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com