

产品说明书

HRP conjugated Goat anti-Mouse IgG (H+L) antibody

货号: HL19011

产品名称	HRP conjugated Goat anti-Mouse IgG (H+L) antibody
来源宿主	Goat
反应种属	Mouse
克隆类型	Polyclonal
同种型	IgG
特异性	IgG H+I
纯化方式	Antigen Affinity Purified
形式	Liquid
存储溶液	PBS、0.5%BSA、0.03%PC-300
防腐剂	0.03%PC-300
存储方式	Store at 4°C for one year,protect form light.
应用	WB,ELISA
使用方法	ELISA: 1:10000-1:100000;WB: 1:5000-1:20000
有效期	one year
注意事项	It is recommended to test the optimal dilution before use.
产品介绍	This HRP conjugated Goat anti-Mouse IgG (H+L) antibodyreacts with the heavy chain and light chains of mouse IgG.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com