

产品说明书

HRP conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) antibody

货号: HL19012

产品名称	HRP conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) antibody
来源宿主	Goat
反应种属	Rabbit
克隆类型	Polyclonal
同种型	IgG
特异性	IgG H+I
标记	HRP Conjugate
纯化方式	Antigen Affinity Purified
形式	Liquid
浓度	1mg/ml
存储溶液	PBS、0.5%BSA、0.03%PC-300
防腐剂	0.03%PC-300
存储方式	Store at 4°C for one year,protect form light.
应用	WB,ELISA
使用方法	ELISA: 1:10000-1:100000;WB: 1:5000-1:20000
注意事项	It is recommended to test the optimal dilution before use.
产品介绍	This HRP conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) antibody reacts with the heavy chain and light chains of Rabbit IgG.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com