

## 产品说明书

pan Cytokeratin Recombinant Rabbit mAb (SP001)

货号: HL32118

产品名称	pan Cytokeratin Recombinant Rabbit mAb (SP001)
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human
克隆号	SP001
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol. Preservative: 0.05% Sodium Azide.
存储方式	Store at +4℃ after thawing. Aliquot store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB, IHC-P, mlHC, IF
使用方法	WB 1:500; IHC-P 1:200-1:1000; mlHC 1:200-1:1000; IF 1:100-1:500
有效期	one year
别名	Pan Cytokeratin, Pan CK, CK-Pan
免疫原	N/A
细胞定位	Cytoplasm
分子量	Predicted band size: 40-70 kDa
产品介绍	CK (Pan) mainly marks keratinized epithelium, stratified squamous epithelium, stratified epithelium, proliferative keratinocytes, and monolayer epithelium, and is used in squamous cell carcinoma (including Spindle variant), various adenocarcinoma (including adrenal carcinoma and hepatocellular carcinoma), transitional cell carcinoma, small cell carcinoma, malignant mesothelioma, germ cell tumor (excluding spermatogonium Tumor, partial synovial sarcoma, and leiomyosarcoma can be positively labeled. Pathology is mainly applied to the differential diagnosis of epithelial tumors and non epithelial tumors.

For research use only !

**慧蓝生物 竭诚为您服务**

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com