

# 产品说明书

## 受体蜡块硅胶模具/石蜡组织芯片制作模具

货号：HL-TC-01



产品名称	受体蜡块硅胶模具/石蜡组织芯片制作模具		
产品介绍	本产品专为医学病理研究及生物芯片制备领域设计，结合硅胶模具的高精度复刻性能与石蜡模具的稳定性，可高效完成受体蜡块及组织芯片的标准化生产。采用加成型液体硅胶材质，兼具柔韧性与延展性，可精准复制蜡块表面复杂纹理，脱模时避免损伤脆性样本。其有机硅成分通过安全认证，无毒无害，符合环保生产趋势。适配高精度医学组织芯片受体蜡块成型，模具支持快速脱模，确保细节复现率达99%以上，耐用性强，使用寿命长。		
	多孔径规格可选：		
	孔径大小	排布	孔数
	5.0mm	4*6	24
	3.0mm	6*9	54
	2.5mm	7*11	77
	2.0mm	8*12	96
1.5mm	11*17	178	

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com