


产品说明书

预制受体蜡块

货号：HL-TC-02



产品名称	预制受体蜡块																		
产品介绍	本产品专为组织芯片（TMA）技术研发，采用创新材质与工艺，助力病理研究实现高效精准化操作。基于一体化成型技术，蜡块内部预置标准化阵列孔位确保样本排列无偏移，提供5种孔径规格（1.5/2.0/2.5/3.0/5.0mm），满足从高密度微阵列（如187孔位）到低通量大样本（如24孔位）的多样化需求。多孔径规格可选：																		
	<table border="1"><thead><tr><th>孔径大小</th><th>排布</th><th>孔数</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.0mm</td><td>4*6</td><td>24</td></tr><tr><td>3.0mm</td><td>6*9</td><td>54</td></tr><tr><td>2.5mm</td><td>7*11</td><td>77</td></tr><tr><td>2.0mm</td><td>8*12</td><td>96</td></tr><tr><td>1.5mm</td><td>11*17</td><td>178</td></tr></tbody></table>	孔径大小	排布	孔数	5.0mm	4*6	24	3.0mm	6*9	54	2.5mm	7*11	77	2.0mm	8*12	96	1.5mm	11*17	178
	孔径大小	排布	孔数																
	5.0mm	4*6	24																
	3.0mm	6*9	54																
	2.5mm	7*11	77																
	2.0mm	8*12	96																
1.5mm	11*17	178																	

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com