

产品说明书

HRP标记高敏兔抗山羊IgG (H+L)

货号：RCG054

产品名称	HRP标记高敏兔抗山羊IgG (H+L)
描述	辣根过氧化物酶偶联兔抗山羊IgG (H+L) (HRP标记兔抗山羊IgG (H+L)) 是一种广泛应用于蛋白质检测的酶标二抗。该抗体通过特异性结合山羊来源的IgG重链 (H链) 和轻链 (L链)，可适配Western blotting (WB)、酶联免疫吸附试验 (ELISA) 及免疫组织化学 (IHC) 等多种检测体系。
来源宿主	兔
反应种属	山羊
标记	HRP
形式	Liquid
存储方式	-20℃
应用	WB, IHC, mIHC
使用方法	ELISA: 1:5000-1:10000; WB: 1:10000-1:20000; IHC: 1:500-1:5000
有效期	一年

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com