

产品说明书

PGP9.5 Rabbit mAb(Y0425)

货号: HL18221

产品名称	PGP9.5 Rabbit mAb(Y0425)
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human,Mouse,Rat,
克隆类型	Rabbit monoclonal
克隆号	Y0425
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4),50% Glycerol,0.05% BSA,0.05% Proclin 300
存储方式	Store at +4℃ after thawing. Aliquot store at -20℃. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	WB,IHC,mIHC,IF
使用方法	IHC 1:50-1:200;mIHC 1:50-1:200;WB 1:500-1:2500;IF 1:100-1:500
有效期	one year
别名	UCHL1
SwissProt	P09936
细胞定位	Cytoplasm
分子量	25kD
产品介绍	The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C12 family. This enzyme is a thiol protease that hydrolyzes a peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin. This gene is specifically expressed in the neurons and in cells of the diffuse neuroendocrine system. Mutations in this gene may be associated with Parkinson disease.

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com